


Pointe 300µL XL Hybridrack Clearline stérile low retention

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

Référence	258364
Conditionnement	HybridRack : rack en carton avec plateau de pointe recyclable. (8 racks de 96 pointes)
Volume	300 µl
Graduation	10, 50, 100, 200
Couleur	naturel
Filtre	non
Low Retention	oui
Stérilité	oui
Autoclavable	oui



Unités :
768 pointes