


FICHE TECHNIQUE**REFERENCE : 258377****POINTE A FILTRE CLEARLINE 20µL COMPATIBLE LTS STERILE SUR RACK**

- Volume : 20 µL
- Longueur : 49,5 mm
- Conditionnement : En rack Clearline Plus - 10 x 96
- Compatible avec les micropipettes Rainin LTS™
- Coloris plateau : rouge
- Faible rétention : non
- Autoclavable : non
- Stérile : oui
- Filtre : oui
- Couleur : naturel
- Graduation : 2, 10
- Matériau : polypropylène

**Unités :
960**